

Aparat Funkcje	Green v.05.101	Green v.06.101	Orange	Grey v.07.204	Grey v.07.205	Grey v.07.304	Grey v.07.305	Gold3 v.202	Gold3 v.305	Coral	Amber
Ekran	graficzny 4'	kolorowy dotykowy 4,3'	graficzny 4'	kolorowy dotykowy 7'	kolorowy dotykowy 7'	kolorowy dotykowy 7'	kolorowy dotykowy 7'	kolorowy dotykowy 10,4'	kolorowy dotykowy 10,4'	-	-
Klawiatura	membranowa, alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi	membranowa, alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi	membranowa, alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi	membranowa, alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi	membranowa, alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi	membranowa, alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi	membranowa, alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi	membranowa, alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi	membranowa, alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi	-	-
Interfejs komunikacyjny	micro USB	micro USB	-	Ethernet, USB device, USB host	Ethernet, USB device, USB host	Wi-Fi, Ethernet, USB device, USB host	Wi-Fi, Ethernet, USB device, USB host	Ethernet, USB device, USB host, PS/2	Wi-Fi, Ethernet, USB device, USB host, PS/2	USB 1.1	bezprzewodowy odbiornik AsLINK 800
Wymiary (mm)	220x153x55	220x153x55	258x199x50	258x199x50	258x199x50	258x199x50	258x199x50	370x372x94	370x372x94	118x79x27	130x96x30
Waga (kg)	<0,6	<0,6	<1,3	<1,3	<1,3	<1,3	<1,3	<4,3	<4,3	<0,2	<0,25
<b>Wydruk</b>											
Szerokość papieru (mm)	58	58	112	112	112	112	112	210	210	-	-
Drukarka zewnętrzna	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>Sygnal EKG</b>											
Wyświetlane odprowadzenia	1/3/6/12	1/3/6/12	3/6/12	1/3/6/12	1/3/6/12	1/3/6/12	1/3/6/12	1/3/6/12	1/3/6/12	3/6/12	3/6/12
Drukowane odprowadzenia	1/3/6/12	1/3/6/12	3/6/12	1/3/6/12	1/3/6/12	1/3/6/12	1/3/6/12	1/3/6/12	1/3/6/12	3/6/12	3/6/12
Tryb rejestracji	auto, manual	auto, manual	auto, manual	auto, manual, automanual	auto, manual, automanual	auto, manual, automanual	auto, manual, automanual	auto, manual	auto, manual, automanual	auto, manual	auto, manual
Zapis wsteczny EKG	nie	nie	nie	nie	tak	nie	tak	nie	tak	nie	nie
Wydruk rytmów	nie	nie	nie	nie	tak	nie	tak	nie	tak	nie	nie
Tryb LONG	nie	nie	nie	nie	tak	nie	tak	nie	tak	nie	nie
Częstotliwość próbkowania (Hz)	8000 Hz	8000 Hz	2000 Hz	6400 Hz	8000 Hz	6400 Hz	8000 Hz	8000 Hz	8000 Hz	1600 Hz	500 Hz
Czułość (mm/mV)	2,5/5/10/20	2,5/5/10/20	2,5/5/10/20	2,5/5/10/20	2,5/5/10/20	2,5/5/10/20	2,5/5/10/20	2,5/5/10/20	2,5/5/10/20	2,5/5/10/20	2,5/5/10/20
Zapis (mm/s)	5/10/25/50	5/10/25/50	5/10/25/50	5/10/25/50	5/6,25/10/12,5/25/50	5/10/25/50	5/6,25/10/12,5/25/50	5/6,25/10/12,5/25/50/100	5/6,25/10/12,5/25/50/100	5/10/25/50	5/10/25/50
Pamięć aparatu (ilość badań)	5-1000 badań	5-1000 badań	ostatnie badanie auto	1000	1000	1000	1000	2000	2000	dysk PC	dysk PC
Czas pracy na baterii	Do 130 badań auto	Do 130 badań auto	Do 130 badań auto	Do 130 badań auto	Do 130 badań auto	Do 130 badań auto	Do 130 badań auto	Do 300 badań auto	Do 300 badań auto	-	Do 12 godzin
<b>Inne</b>											

## Arkusz1

Analiza i interpretacja	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Przesiewowa spirometria	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie
Połączenie z LAN / Internet	nie	nie	nie	tak, przewodowo	tak, przewodowo	tak, WiFi lub przewodowo	tak, WiFi lub przewodowo	tak, przewodowo	tak, WiFi lub przewodowo	-	-
HL7	nie	nie	nie	nie	nie	tak	tak	nie	tak	nie	nie
EKG-Mail	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
EDM	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
INOP	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak